

Polissage optimisé

Le Vita Ceramics Polishing Set, nouveau kit de polissage de Vita Zahnfabrik, peut être utilisé pour toutes les céramiques. La forte proportion de diamant dans les pré-polissoirs augmente la longévité et la performance. Il se compose de trois polissoirs pour le pré-polissage et trois polissoirs pour le polissage haute brillance.



Vita Zahnfabrik

www.vita-zahnfabrik.com/polishing



Contre les mauvaises postures des dents

Clipp permet un sevrage de la tétine au rythme de l'enfant pour favoriser l'acceptation en douceur de cet arrêt définitif. Ce dispositif médical CE sans BPA (bisphénol A), facilite l'arrêt de la sucette après l'âge de trois ans et permet ainsi d'éviter les mauvaises postures des dents et la malformation du palais. Le kit contient une tétine et cinq collerettes qui s'empilent les unes sur les autres, permettant de réduire peu à peu la matière à sucer.

Clipp

www.clipp.fr

Éliminer la plaque

Deux gammes de brosses à dents expertes sur l'élimination de la plaque dentaire et le respect des gencives sont lancées par U.Labs. La gamme Fluocaril enlève la plaque en douceur même dans les espaces interdentaires, tout en respectant les dents et les gencives. La gamme Parogencyl, conçue pour un brossage quotidien doux et précis, comprend une brosse à dents chirurgicale ultra-souple pour une utilisation post-opération dentaire ou pour les muqueuses fragilisées.

www.fluocaril.fr

www.parogencyl.fr

